

FICHA TÉCNICA

Ed.08

S.30

Producto:

GUANTE DE LÁTEX CON POLVO V.1

Fecha: JULIO-2023

Marca: "SANYC"

I - GENERAL

TIPO:	GUANTE DE LÁTEX, CON POLVO, SIN ESTERILIZAR		
CLASIFICACION:	GUANTES PARA EXAMEN - CLASE I		
	GUANTES DE PROTECCION EPI-CAT.III		
REF.	TALLA	EAN	DUN
172	XS	8431026001726	28431026001720
179E	S	8431026001795	28431026001793
180E	M	8431026001801	28431026001809
176E	L	8431026001764	28431026001762
178	XL	8431026001788	28431026001782

II – FOTOGRAFÍAS



III – DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

- **Clasificación del producto (de acuerdo a la legislación aplicable):**
Guante de Examen - Clase I (Reglamento (UE) 2017/745 (DM)).
Guante EPI - Categoría III (Reglamento (UE) 2016/425 (EPI)).
- **Usos y aplicaciones:** Utilización para aislar y reducir el riesgo de contaminación.
Manipulación de alimentos, limpieza y desinfección de material y locales.
- **Material:** Látex (Cis 1,4 Polyisoprene) de alta calidad.
- **Características del producto:**
Ambidiestro
Puño con reborde, reforzado asegurando fácil colocación y evitando que se enrolle
Alta sensibilidad al tacto
Muy elástico, se adapta perfectamente a la mano y no oprime. Gran sensación de comodidad. Antifatiga
No estériles
Producto desechable (un solo uso)
Nivel de inspección de micro-agujeros AQL 1.5.
- **Color:** Natural y uniforme
- **Polvo:** Con polvo (almidón de maíz). Cantidad: Máximo 2 mg por guante.

FICHA TÉCNICA

Ed.08

S.30

Producto:

GUANTE DE LÁTEX CON POLVO V.1

Fecha: JULIO-2023

Marca: "SANYC"

- **Tipo de acabado:** Superficie interna y externa lisa, suave, confortable, permite ponerse y quitarse el guante con facilidad.
- **Tipo de alimentos que puede contactar:** Apto para alimentos secos, acuosos, alcohólicos y productos lácteos en base al Reglamento (UE) nº. 10/2011 del 14 de Enero de 2011 y sus posteriores modificaciones.
- **Advertencia:** Este producto contiene látex natural. No apto para personas alérgicas al látex.
- **Dimensiones:**

ISO / EN utilizada	Talla	Peso (+/- 0.3g)	Longitud (Min. mm)	Anchura (mm ± 5)	Grosor (mm ± 0.02)		
					Dedo	Palma	Puño
EN ISO 21420:2020	XL	7,5	240	115	0.15	0.12	0.08
EN ISO 21420:2020	L	7,0	240	105	0.15	0.12	0.08
EN ISO 21420:2020	M	6,5	240	94	0.15	0.12	0.08
EN ISO 21420:2020	S	6,0	240	84	0.15	0.12	0.08
EN ISO 21420:2020	XS	5,5	240	75	0.15	0.12	0.08

- **Características Físicas:**

PROPIEDAD	ANTES DEL ENVEJECIMIENTO	DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO
Tensión de ruptura (MPa) ASTM	18 MPa (mínimo)	14 MPa (mínimo)
Flexibilidad a la ruptura (min) (Elongación (%)) ASTM	650 % (mínimo)	500 % (mínimo)
Fuerza en la rotura (N) EN-455-2	6.0 N (mínimo)	6.0 N (mínimo)

FICHA TÉCNICA

Ed.08

S.30

Producto:

GUANTE DE LÁTEX CON POLVO V.1

Fecha: JULIO-2023

Marca: "SANYC"

- **Test de permeación según la norma EN 16523-1: 2015**

Hidróxido sódico 40%: NIVEL 4 LETRA: K

- **Test de degradación según la norma EN 374-4: 2013**

Hidróxido sódico 40% = - 38,52 %

- **Condiciones de almacenamiento:** Mantener en el embalaje original, en lugares secos. No exponer a la luz directa.
- **Caducidad:** Los guantes tendrán una vida de 5 años desde la fecha de fabricación, siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento anteriores.

- **Símbolos:**

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Tipo C



K



EN ISO 374-5:2016



VIRUS



CAT.III



- **Presentación:**

Envase: caja dispensadora (estuche) de 100 unidades.

Apertura de caja con pretróquelado en la parte superior. Fácil y cómoda extracción del guante.

Embalaje: caja de 10 estuches (1000 unidades).

Indicación de talla en caja dispensadora y en cartón del embalaje.

- **Recomendaciones de utilización:**

Verificar la integridad del producto antes de su utilización

Guantes concebidos para un solo uso. No reutilizar

Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes.

Quitarse los guantes evitando tocar la parte exterior, para ello, doblar el manguito y quitárselos dando la vuelta.

Después de su uso lavar e hidratar las manos adecuadamente.

- **Precauciones:** No usar con aceites o disolventes orgánicos.

- **Advertencia:** Este producto contiene látex natural. No apto para personas alérgicas al látex.

FICHA TÉCNICA

Ed.08

S.30

Producto:

GUANTE DE LÁTEX CON POLVO V.1

Fecha: JULIO-2023

Marca: "SANYC"

- Etiquetado del envase:**

Denominación del producto.

Nombre y dirección del fabricante.

Talla.

Número de Lote.

Número de unidades que contiene.

Fecha de fabricación (envasado) y caducidad.

Condiciones de almacenaje.

Pictogramas: Protección frente a riesgos biológicos y químicos.

Marcado CE.

Símbolo de producto - un solo uso.

Uso alimentario: pictograma de copa y tenedor.

Código de barras (EAN-13).

A.Q.L. 1.5

- Datos Logísticos:** 10 estuches de 100 guantes / caja

Ref	Talla	EAN	DUN	Udes/caja	Cajas/capa	Capas/palet	Udes/palet
172	XS	8431026001726	28431026001720	10	9	6	540
179E	S	8431026001795	28431026001793	10	9	6	540
180E	M	8431026001801	28431026001809	10	9	6	540
176E	L	8431026001764	28431026001762	10	9	6	540
178	XL	8431026001788	28431026001782	10	9	6	540

IV – REQUISITOS LEGALES

- Requisitos Legales y Normativas aplicables:**

Conformidad con normas:

- ☒ UNE-EN 455 - 1, 2,3. Guantes desechables de uso sanitario.
- ☒ EN 420:2003+A1:2009 y EN ISO 21420:2020 Requisitos generales de los guantes de protección.
- ☒ EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Guantes de protección contra productos químicos, guante tipo C.
- ☒ EN ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos (bacterias, virus y hongos).

ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad en Distribución.

- Certificados CE**

Clase I, conforme a los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 (DM).

Cat. III, conforme a los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 (EPI).

- Nota:**

Se intenta ayudar al usuario con toda esta información, para que pueda decidir cual es el EPI que más se adapta a sus necesidades de uso. Ahora bien, las condiciones reales pueden ser muy variadas, por tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante, evaluar los tipos de peligros

FICHA TÉCNICA

Ed.08

S.30

Producto:

GUANTE DE LÁTEX CON POLVO V.1

Fecha: JULIO-2023

Marca: "SANYC"

y riesgos de exposición, y después elegir el guante más adecuado para el uso que le pretenda dar.
Es importante conocer el tipo de guante que se debe utilizar en cada situación de riesgo.
Para cualquier aclaración o ampliación de información, no duden en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente.
(TELÉFONO: 925784459, FAX: 925784502, E-MAIL: info@sanicen.com)

